



Totaalinrichting voor uw moeder- en kind centrum

Specialist op het gebied van Moeder- en kind. TechniCare levert het meubilair omtrent uw moeder- en kind centrum. Uiteraard denkt u hierbij aan het verlosbed, maar denkt u ook eens aan RVS werkbladen, babybadjes, warmtelamp steunen en stoelen.

Met een duidelijke focus op een passende oplossing zorgen wij voor uw totaalinrichting.

Zo helpen wij u uit uw moeder- en kind afdeling te innoveren en te verbeteren voor moeder, kind en het verplegend personeel. Volledig afgestemd op uw situatie.

TechniCare levert een bijdrage aan uw Moeder- en kind afdeling.

Waarom kiezen voor TechniCare:

Jarenlange ervaring in de zorgsector en volledig modulair aan te passen naar uw specifieke wensen.

Pluspunten

- Breed aanbod
- Modulair aan te passen
- Totaalconcept
- Bekend met de markt en de leveranciers.



Nascentia verlosbed

Een unieke combinatie tussen een verlosbed en een verpleegbed. Het Nascentia verlosbed biedt de essentiële eigenschappen van een verlosbed, in combinatie met de voordelen van een verpleegbed. Comfort voor de moeder, en in één handeling te veranderen naar een dwarsbed.

TechniCare biedt veel diverse opties. Meer informatie is te vinden in de speciale brochure.

Specificatie	Artikelnr.
Nascentia Verlosbed	13.068.01



Verrijdbaar Babybadje

U kunt het verrijdbare babybadje mobiel gebruiken op verschillende verloskamers. Dit is het grote voordeel ten aanzien van geïntegreerde babybadjes in het meubilair. Dit bespaart u voor uw zorginstelling. Dankzij de gebruikte materialen, RVS, is het babybadje zeer eenvoudig schoon te maken. Het babybadje is daarbij voorzien van een waterkerende rand, wat ervoor zorgt dat minder water verloren gaat. Alle babybadjes zijn standaard uitgerust met geluidsarme zwenkwielen.

Dooshouder artikellijst enkelvoudig

Specificatie	Artikelnr.
Babybad, verrijdbaar. Incl. panelen, DIN-Rail en Mand - (850 x 600mm)	14.030.01
Babybad, verrijdbaar. Incl. panelen, DIN-Rail en Mand - (900 x 600mm)	14.030.04
Babybad, verrijdbaar incl. omkasting.	14.030.05



Verrijdbaar Elektrisch in hoogte verstelbaar babybadje.

U kunt het verrijdbare babybadje mobiel gebruiken op verschillende verloskamers. Dit is het grote voordeel ten aanzien van geïntegreerde babybadjes in het meubilair. Dit bespaart u voor uw zorginstelling. Dankzij de gebruikte materialen, RVS, is het babybadje zeer eenvoudig schoon te maken. Het babybadje is daarbij voorzien van een waterkerende rand, wat ervoor zorgt dat minder water verloren gaat. Alle babybadjes zijn standaard uitgerust met geluidsarme zwenkwielen.

Daarnaast is dit babybadje volledig elektrisch in hoogte verstelbaar. Hierdoor is het badje geschikt voor elke moeder en elke verpleegkundige. Daardoor is het ook mogelijk als de moeder op een stoel zit om toch nog mee te kijken.

Specificatie

Babybad verrijdbaar, elektisch in hoogte verstelbaar
(900mm- X 600mm)

Artikelnr.

14.030.02



Wandsteun voor warmtelamp

Voor deze plek heeft TechniCare een vaste steun ontwikkeld. Deze steun is in samenwerking met een aantal ziekenhuizen ontwikkeld en kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en de toepasbaarheid op diverse warmtelampen.

Wandsteun voor warmtelamp artikellijst

Specificatie	Artikelnr.
Wandsteun voor warmtelamp Wit Gecoat RAL 9010	11.012.01



Steun met zwenkarm voor warmtelamp

In veel kamers gebruiken ziekenhuizen vaste punten voor de warmtelampen; vaste ophangingen waardoor de lamp zich op een statische plek bevindt. In veel gevallen is dit afdoende, maar soms vraagt een kamer om specifieke aanpassingen.

TechniCare heeft voor diverse kamers, onder andere de neonatologie suites, een uittrekbare warmtelamp steun ontwikkeld. Met deze ontwikkeling is het in de kamer mogelijk de steun boven zowel de commode alsook boven andere verrijdbare zaken te hangen.

Elke steun wordt voor uw situatie custom-made ontwikkeld. TechniCare biedt u de mogelijkheid de steun aan te passen naar uw wensen en eisen. De warmtelamp steun is toepasbaar met elk type warmtelamp.

Steun met zwenkarm voor warmtelamp artikellijst

Specificatie	Artikelnr.
Steun met zwenkarm - Horizontaal uittrekbaar	11.028.01
Steun met zwenkarm scharnierarm	11.028.02



Lachgas Trolley

Lachgas (n₂o) kan in de laatste fase van de bevalling onder begeleiding van de verloskundige of gynaecoloog worden toegediend om de ergste pijn af te zwakken.

De Lachgas-Trolley van TechniCare wordt dan ook tijdens deze fase van de bevalling gebruikt in geboorteklinieken en op Moeder & Kind afdelingen.

De Lachgas-Trolley biedt ruimte aan max. 3 cilinders:

- 2 lachgascilinders (N₂O) Ø 140mm voor gebruik tijdens de bevalling.
- 1 zuurstofcilinder (O₂) Ø 100mm voor gebruik na de bevalling.

Verder is deze trolley voorzien van een afsluitbare opbergbak voor accessoires, zoals mondkapjes, ventielen etc.

Op verzoek kan deze Lachgas-Trolley worden aangepast aan de eisen van uw Moeder en Kindafdeling of geboortekliniek.

Lachgas trolley artikellijst

Specificatie	Artikelnr.
Lachgas trolley excl. omkasting	13.007.01
Lachgas trolley incl. omkasting	13.007.02

