



**TechniCare**  
Improving Healthcare

# Accessoires

**Custom made accessoires  
voor diverse toepassingen**





## Nieuwe innovaties


**TechniCare verbetert de zorg. Dit doen wij door het continu innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten voor de zorgsector. In samenwerking met ziekenhuizen en zorginstellingen creëren wij nieuwe innovaties die bijdragen aan een verbetering van de zorg. Zowel voor patiënt, als ook voor de zorgprofessional. Waar nodig ontwikkelen wij maatwerk oplossingen voor een optimaal resultaat.**





Vaak maakt TechniCare deze houders op maat, omdat dit in een specifieke ruimte moet passen. We komen dan ook graag met u in gesprek om hier over door te spreken en om te zien hoe we de houders voor uw situatie passend kunnen maken.

In de ontwikkeling van afgelopen jaren heeft TechniCare voor veel verschillende doeleinden houders en steunen ontwikkeld. Gestart met de ontwikkeling van cilinderhouders in diverse soorten en maten, wordt op dit moment ziekenhuis breed een groot scala aan diverse houders geleverd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld houders voor de mondklappers, maar ook voor warmtelampen, gipszagen en papegaaiesteunen.



# Veilige opslag van de cilinders binnen het ziekenhuis

TechniCare levert voor veel verschillende toepassingen cilinderhouders. Op elke afdeling is zuurstof aanwezig, en dient dit conform de richtlijnen veilig opgeborgen te worden.

Dit betekent dan ook dat deze cilinders niet op de grond of in een krat mogen staan, gezien dit niet als veilig beschouwd wordt.

TechniCare levert houders voor 1 tot 50 liter flessen, met een wandbevestiging, bedbevestiging, verrijdbaarheid etc.

Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken welke houder voor u het meest geschikt is.

## Specificaties

Materiaal	Staal gecoat/ RVS
Afmetingen	Divers
Cilinder capaciteit	Mogelijkheden voor 1L, 2L, 5L, 10L & 50L

## Artikelnummer

## Omschrijving

08.007.01	Cilinderhouder met overslagsluiting voor cilinder 2L, Ø100mm
08.007.03	Cilinderhouder voor Kevlar (1L), wandbevestiging
08.007.04	Cilinderhouder staal wit gecoat 5L (Ø140mm)
11.018.01	Cilinderhouder voor 2L cilinder, met ophangbeugel



**Meer informatie? Kijk op [www.technicare.nl](http://www.technicare.nl) of bel één van onze adviseurs op 0180 499276**



## Veilige opslag van zuurstof binnen de ambulance

Uiteraard is zuurstof van groot belang binnen de ambulance. Al sinds jaren levert TechniCare de zuurstof cilinderhouders aan onder meer de ambulancediensten van regio Amsterdam, Rotterdam (Rijnmond), en diverse andere ambulancediensten.

De kern van een goede cilinderhouder voor de ambulance is de stevigheid en het klemmechanisme. Ook bij ongelukken moet de zuurstoffles op de plaats blijven, en mag deze niet uit de houder geraken.

Om deze reden levert TechniCare voor de ambulancediensten houders met een solide klemsluiting. Met dit systeem zijn de houders eenvoudig uit de houder te halen, maar bij transport zijn de houders goed gezekerd.

### Specificaties

Materiaal	Staal gecoat/ RVS
Afmetingen	Divers
Cilinder capaciteit	Mogelijkheden voor 1L, 2L & 5L

### Artikelnummer Omschrijving

08.007.01	Cilinderhouder met verslagsluiting voor cilinder 2L, Ø100mm
11.029.03	Cilinder snelspansysteem DUO t.b.v. 2 x Ø140mm cilinder
11.029.04	Cilinder snelspansysteem DUO t.b.v. 2 x Ø120mm cilinder
11.029.05	Cilinder snelspansysteem DUO t.b.v. 2 x Ø100mm cilinder
11.029.07	Cilinder snelspansysteem DUO t.b.v. 1 x Ø100mm + 1x Ø140mm cilinder

## RVS dooshouders

In elke kamer binnen een zorginstelling, in elke ambulance en elke zorgpraktijk zijn diverse dozen te vinden met handschoenen, tissues, wipes etc. Deze dozen dienen goed opgeborgen te worden voor een goed gebruik. Daarnaast moeten de disposables makkelijk bereikbaar te zijn en de dozen eenvoudig te verwisselen.

TechniCare introduceert het dooshouder concept. In dit concept bepaalt u zelf hoe, welke en waar u de dozen wilt bevestigen. U geeft uw wensen en eisen op, TechniCare fabriceert voor u de dooshouder op maat. Alles vervaardigd van RVS, voor een lange levensduur.

Voorafgaand ontvangen wij graag van u de afmetingen, zodat u zeker bent van een goed passende dooshouder.



### Specificaties

Materiaal RVS304

Hoogteverstelling Aanwezig middels klemmechanisme

### Artikelnummer Omschrijving

12.051 Dooshouder enkelvoudig

15.050 Dooshouders meervoudig staand horizontaal

15.051 Dooshouders meervoudig staand gestapeld



## Beademingsstandaard

De beademings slang houder is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verpleegkundigen, de assortimentscoördinatoren en de unit infectiepreventie.

Op de IC zijn deze beademings slang houder bij elke patiënt hard nodig, om de positie van de beademings slang te fixeren en aan te passen waar nodig.

Dankzij de flexibele arm, is de standaard eenvoudig aan te passen, zodat deze goed in de buurt van de patiënt blijft. Door het gebruik van goede materialen is het niet meer mogelijk dat een patiënt zich bezeert aan de beademingsstandaard.

### Specificaties

Materiaal	RVS, PON
Draaibaar	Ja, in elke gewenste positie te verstellen
Lengte armen	In overleg te bepalen
Bevestiging	DIN-Rail bevestiging.
DIN-Rail	3 DIN-Rail steunen

### Artikelnummer

### Omschrijving

16.002.02	Beademingsstandaard
-----------	---------------------

**Meer informatie? Kijk op [www.technicare.nl](http://www.technicare.nl) of bel één van onze adviseurs op 0180 499276**

## Ondersteek- en Urinaalhouders

Binnen elke spoelruimte is het een bekend issue; het schoon opbergen van de ondersteeken, de urinalen en de bokalen. Het komt nog te vaak voor dat deze op verschillende planken, op de spoelmachine zelf of zelfs op de vloer geplaatst worden.

TechniCare heeft hiervoor de logistieke oplossing ontwikkeld voor het schoon en zorgvuldig opbergen van zowel de gebruikte als de schone materialen. Omdat elke spoelruimte verschillende aantallen urinalen, ondersteeken en bokalen bezit, en een andere inrichting bezit, bieden wij u de keus om zelf te bepalen hoe uw oplossing eruit ziet. Zo bent u verzekerd van een juiste opslag.

TechniCare biedt naast de staande en verrijdbare modellen eveneens een wandmodel aan. Dit model kunt u eenvoudig aan de wand bevestigen en is uitermate geschikt binnen een 'kleinere' spoelruimte.



### Specificaties

Materiaal	RVS
Inrichting	Naar wens in te richten

### Artikelnummer Omschrijving

13.011	Ondersteek- en urinaalhouder
--------	------------------------------

**Meer informatie? Kijk op [www.technicare.nl](http://www.technicare.nl) of bel één van onze adviseurs op 0180 499276**





## Warmtelampsteunen

In veel kamers gebruiken ziekenhuizen vaste punten voor de warmtelampen; vaste ophangingen waardoor de lamp zich op een statische plek bevindt. In veel gevallen is dit afdoende, maar soms vraagt een kamer om specifieke aanpassingen.

TechniCare heeft voor diverse kamers, onder andere de neonatologie suites, een uittrekbare warmtelamp steun ontwikkeld. Met deze ontwikkeling is het in de kamer mogelijk de steun boven zowel de commode alsook boven andere verrijdbare zaken te hangen.

Elke steun wordt voor uw situatie custom-made ontwikkeld. TechniCare biedt u de mogelijkheid de steun aan te passen naar uw wensen en eisen.

De warmtelamp steun is toepasbaar met elk type warmtelamp.

Artikelnummer	Omschrijving
11.009.02	Steun met dubbele zwenkwarm
11.012.03	Wandsteun t.b.v. warmtelamp
11.028.01	Plafondsteun horizontaal uittrekbaar t.b.v. warmtelamp (Reanimatiekabinet)

## Naalden container houder

In samenwerking met diverse leverancier van naalden containers levert TechniCare houders voor elk formaat naaldencontainer; van kleine wandhouders, houders voor de prikkanen tot trolleys voor de 60L naaldencontainers.

In deze hoedanigheid heeft TechniCare geholpen om ziekenhuizen in te richten in zowel het Nederland als het buitenland.

Focus hierin is schoonmaakbaarheid, het efficiënt en het eenvoudig ophangen.



### Specificaties

Materiaal	RVS
Afmetingen	Divers
Ophanging	Wandbevestiging, DIN-Rail bevestiging

### Artikelnummer Omschrijving

5070.006	Houder t.b.v. diverse afmetingen (1 t/m 7L), DIN-Rail bevestiging
5070.007	Houder t.b.v. diverse afmetingen (9 t/m 13L)
15.004.02	Trolley voor diverse grote containers




## Papegaai opbergrekken

Papegaaistangen nemen vaak veel ruimte in de opslagfaciliteit in. Dankzij dit opbergrek van TechniCare kunt u eenvoudig de papegaaien op een klein oppervlak opslaan.

Voor diverse ziekenhuizen heeft TechniCare toepassingen gemaakt om papegaaien en infuuspalen netjes en efficiënt op te bergen.

De houders bieden plaats voor 6 tot 10 papegaaien en infuuspalen. De houders worden aan de wand geplaatst om zo min mogelijk ruimte in te nemen.

Ook als u een aangepaste variant nodig heeft, staan wij graag voor u klaar om een model op maat te maken.



Artikelnummer	Omschrijving
12.029.05	Papegaaistang houder, 5 stuks verticaal
12.029.06	Papegaaistang houder, 1 stuks verticaal
12.029.10	Papegaaistang houder 6 stuks verticaal,
12.029.12	Papegaaistang houder 10 stuks verticaal, incl. beugels voor handvatten

**Meer informatie? Kijk op [www.technicare.nl](http://www.technicare.nl) of bel één van onze adviseurs op 0180 499276**

# Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)



Nikkelstraat 24  
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276  
info@technicare.nl

[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)