



TechniCare
Improving Healthcare



TOBA 2 Douchestoel

Nieuwste generatie douchestoelen



“Ontworpen voor algemeen gebruik tot zeer complexe zorgsituaties”

Dit is het uitgangspunt van de TOBA 2. Door te werken met de nieuwste systemen en technieken is een douchestoel ontwikkeld voor algemeen gebruik. Daarnaast is de TOBA 2 door een uitgebreid gamma aan accessoires uit te rusten tot client specifiek niveau voor complexe zorgsituaties.

De TOBA 2 is een nieuwe generatie douche-/toiletstoel met een elektrisch bedienbare hoogte- en kantelverstelling waarin cliënten op een veilige en ergonomische manier

gewassen/verzorgd kunnen worden. Tijdens een hoogteverstelling kantelt de stoel automatisch mee zodat een comfortabele zithouding in elke hoogte behouden blijft. De TOBA 2 is standaard voorzien van een extra kantelmotor zodat de kanteling in elke hoogte separaat in te stellen is.

De TOBA 2 is dankzij de instelbaarheid en diverse opties eenvoudig aan te passen naar iedere cliënt en zorgsituatie. Op de zijkanten van de rugleuning en het zitframe kunnen

rails bevestigd worden waarop romp- en bovenbeenpelotten te plaatsen zijn.

De TOBA 2 wordt compleet met inklapbare voetensteun en opklapbare armleggers met voorsluiting geleverd. Tijdens het wegdraaien van de armleuningen bewegen de kussens niet mee zodat de armen van de cliënt er comfortabel op kunnen blijven rusten.

De opbouw van het frame en de wegklapbare armleuningen maken een transfer met een tillift van zowel de voor- als zijkant mogelijk. De instelbare voetplaat met transparante antislip coating komt volledig tot op de grond. Mobiele cliënten kunnen hier tijdens een transfer in/uit de stoel op staan zodat zorgverleners niet hoeven te bukken om hem op te klappen.



Voordelen

Elektrische hoogteverstelling met onafhankelijke kantelfunctie

Centraal remsysteem

Inklapbare voetplaat met transparante antislip coating

Instelbare voetplaat tot op de grond

In hoogte verstelbare rugleuning

Afneembare en wegklapbare armleuningen

Staal gecoat frame met RVS onderdelen

Voorzien van knop voor nooddaling

Kantelverstelling van 15°

Eenvoudige afstandsbediening

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



TechniCare
Improving Healthcare

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421
info@technicare.nl

www.technicare.nl