



TechniCare
Improving Healthcare



Infuuts



Ontwikkeling

Rennende ouders, zelf gebouwde constructies en kinderen die niet alle bewegingsvrijheid hebben die kinderen nodig hebben. Dit was het probleem waar het Prinses Maxima centrum en het UMC Utrecht tegen aan liepen.

Een samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en het UMC Utrecht heeft nu een prachtig hulpmiddel opgeleverd namelijk de Infuuts. In 2020 ontstond het idee om jonge patiënten meer bewegingsvrijheid te geven, ondanks de infuuspaal. Technicare werkt samen met het PMC en het UMC, voor de levering van de infuuts.

Veiligheid & Vrijheid

De Infuuts is een stabiele driewieler die eenvoudig is te koppelen aan de Mobilyzer of de FM Mobil van B Braun. Dankzij het slimme ontwerp kunnen kinderen vrij rondrijden zonder dat hun ouders of verzorgers de infuuspaal hoeven voort te duwen. De infuuslijnen worden veilig over een haak geleid, waardoor ze niet in de weg zitten of over de grond slepen. Zo kunnen er geen ongelukken gebeuren met het vast zitten van draden of draden die breken.

IMPACT

De Infuuts staat symbool voor een eenvoudige, maar krachtige innovatie die een groot verschil maakt in het leven van jonge patiënten.

Uit onderzoek is gebleken hoe belangrijk beweging is voor jonge kinderen, met name in het ziekenhuis. Hun beweging wordt beperkt door de infuuslijnen en de infuuspaal. Dankzij deze innovatie kunnen kinderen weer vrij bewegen, wat hen binnen de muren van het ziekenhuis een hoop vrijheid teruggeeft.

De introductie van de Infuuts heeft veel positieve reacties opgeleverd van zowel kinderen als hun ouders. Het biedt kinderen niet alleen fysieke vrijheid, maar draagt ook bij aan de mentale welzijn. Dankzij de Infuuts kunnen kinderen zich weer als kind voelen.



Twee modellen

De Infuuts is verkrijgbaar in twee modellen voor koppeling aan de FM Mobil en de Mobilyzer.

1



FM-Mobil

2



Mobilyzer 2



Voordelen en specificaties

✓ Speelplezier

De Infuuts maakt bewegen leuk en biedt een welkome afleiding tijdens een ziekenhuisverblijf.

✓ Meer bewegingsvrijheid

Kinderen kunnen zelfstandig door het ziekenhuis bewegen, wat hun zelfvertrouwen en welzijn kan bevorderen.

✓ Veiligheid

Het ontwerp zorgt voor een veilige voortbeweging in het ziekenhuis zonder rennende ouders of zelf verzonden constructies.

Specificaties:

Materiaal:	Staal
Max gebruikersgewicht:	30 KG
Lengte gebruiker:	0,95-1,20 M
Diameter Wielen achter:	220 MM
Diameter Wiel voor:	270 MM

Afmetingen Infuuts Mobilyzer:

Breedte:	72 cm
Hoogte:	61 cm
Lengte:	102 cm
Zithoogte:	31 cm

Afmetingen Infuuts BBraun:

Breedte:	53 cm
Hoogte:	61 cm
Lengte:	102 cm

“Voordat de Infuuts er was renden wij als ouders achter ons kind aan met de infuuspaal”

RTL Nieuws

Gezien op:




Mobilyzer Infuuspaal

De Mobilyzer is een unieke infuuspaal die de patiënt ondersteunt en helpt tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Met een stabiele voet en een in hoogte verstelbaar stuur is de Mobilyzer 2 dé vervanging voor de infuuspaal.

De Mobilyzer 2 biedt dankzij haar unieke eigenschappen het beste van twee werelden. Door de Mobilyzer 2 te combineren met de diverse accessoires voldoet deze aan de behoefte van de patiënt.

Nu de Mobilyzer ook nog eens te koppelen is aan de infuuts heb je de ultieme combinatie van stabiele infuuspaal en bewegingsvrijheid voor de kinderen!





CE Markering

De Infuuts model mobilyzer is ontwikkeld conform MDR 2017/745 klasse I



Historie

De Infuuts is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum, UMC Utrecht en Technicare, combineert de Infuuts veiligheid en speelplezier om het ziekenhuisverblijf aangenamer te maken. De Infuuts biedt niet alleen bewegingsvrijheid, maar draagt ook bij aan het welzijn van kinderen en hun ouders.

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421
info@technicare.nl

www.technicare.nl