



TechniCare
Improving Healthcare



Nascentia 2

Comfort, gebruiksgemak en ergonomie
voor moeder en professional



Nascentia 2 verlosbed

Het Nascentia 2 verlosbed is een comfortabel en volwaardig verpleeg- en verlosbed, waardoor dit bed dé keuze is voor de kraamsuite. De zwangere vrouw, de barende en de kraamvrouw kunnen gedurende het hele proces in hetzelfde bed blijven liggen. Het Nascentia 2 verlosbed biedt het gebruiksgemak van een volwaardig ziekenhuisbed, waarbij rekening is gehouden met alle mogelijke baringshoudingen.

Het bed kan met één handeling als dwarsbed functioneren door het voeteneinde, de partuskruk, los te koppelen. Deze is geschikt voor diverse baringshoudingen en kan door de arts of verloskundige als stoel worden gebruikt.

“Ik beveel de Nascentia 2 van harte aan. Met name het eenvoudig ontkoppelen van de partus kruk is voor ons heel handig.”

Afdelingshoofd verloskunde.



Healing environment

Het Nascentia 2 verlosbed is ontwikkeld volgens het Healing Environment Concept, waarbij de omgeving is afgestemd op het bevorderen van het welzijn van de moeder. Dit resulteert in een vriendelijke uitstraling en nog meer comfort.

Duurzaam

Het Nascentia 2 verlosbed is ontwikkeld dóór en vóór de verloskunde. Dankzij jarenlange samenwerking met diverse ziekenhuizen is een bed ontstaan met unieke elementen. Het is een 100% Nederlands product en wordt in Nederland geproduceerd met de meest duurzame en stevige materialen. Het matras is volledig circulair en eenvoudig te reinigen door het af te spoelen – wat bovendien scheelt in aanschaf- en onderhoudskosten.



Ergonomie

De basis van het Nascentia 2 verlosbed is ergonomie voor zowel de moeder als de zorgprofessional. Alle accessoires zijn geïntegreerd. We zorgen voor ergonomie door het bed te voorzien van voldoende infuuspalen, een in hoogte verstelbare papegaai en een elektrische aandrijving. Zo ontlasten we de verpleegkundigen, waardoor de focus op de moeder kan blijven.



Sterk en robuust

Het Nascentia 2 verlosbed staat bekend om zijn sterkte en robuustheid. We gebruiken duurzame materialen zoals staal, RVS en aluminium. Dit garandeert een lange levensduur en zorgt ervoor dat het bed over 15 jaar nog steeds naar behoren functioneert. Techni-Care werkt met elektronica en wielen van de hoogste kwaliteit, zodat u verzekerd bent van een betrouwbare keuze.



“Het ideale bed bestond niet. Dus besloten we het zelf te laten ontwikkelen.”

Tiba Spaapen,
Afdelingsleider OLVG

Accessoires



Infuuspalen
Twee stuks in hoogte verstelbaar



Elektrische aandrijving
Met één vinger te verrijden



Papegaaisteun
inclusief verstelbaar handvat



Afstandsbediening
intuïtief gebruik



Handvatten
opklapbaar



Bekkenkantel gedeelte
Elektrisch verstelbaar



Katheterzakhaak
Aan twee kanten



Rem signaal
Bij stekker in het stopcontact



Hoogteverstelling
Met elektrische voetschakelaar



Din-rail
Aan twee kanten



Molton
In meerdere kleuren beschikbaar




Kleuren



Technische specificaties

Lengte:	230 cm
Breedte:	103 cm
Matras lengte:	200 cm
Matras trapezium vorm:	75 – 90 cm
Matras breedte:	90 cm
Matras dikte:	14 cm
In hoogte verstelbaarheid:	58 – 100 cm
Verstelbaarheid rugleuning:	max. 80°
Verstelbaarheid bekken kantel gedeelte:	0 – 15°
SWL bed:	250 kg
Trendelenburg positie:	0 - 12°
Wielen:	150 MM



Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie om de zorg te verbeteren door middel van technische innovaties. Wij leveren hoogwaardige kwaliteitsproducten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker. We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel- en productiefaciliteiten. Voor meer informatie: www.technicare.nl



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 087 04 21
info@technicare.nl

www.technicare.nl